

MEDICAL CATALOGUE

CATALOGO MEDICALE

STAINLESS STEEL FURNISHINGS AND EQUIPMENT
ARREDI ED ATTREZZATURE IN ACCIAIO INOX



Summary

Sommario

01 **SURGICAL SCRUB SINKS** / Lavabi Chirurgici
pag. 6 / pag. 13



02 **PASS-THROUGH CABINETS** / Passanti
pag. 14 / pag. 21



03 **CABINETS** / Armadi
pag. 22 / pag. 29



04 **BENCHES** / Banchi
pag. 30 / pag. 37



05 **TABLES** / Tavoli
pag. 38 / pag. 45



06 **TROLLEYS** / Carrelli
pag. 46 / pag. 53



07 **CLOSED TROLLEYS** / Carrelli chiusi
pag. 54 / pag. 61



08 **FURNISHING ACCESSORIES** / Complementi d'arredo
pag. 62 / pag. 69



OT AREA



CSSD AREA

Una storia di talento, perseveranza e passione

A story of talent, perseverance and passion

BAWER S.p.A. nasce nei primi anni 2000 come produttore di componenti e accessori in acciaio per il settore automotive, grazie alla visione imprenditoriale del fondatore Pasquale Lorusso, del socio Anna Ventricelli e alla collaborazione del management. Dal 2008, l'azienda ha avviato un percorso di diversificazione, applicando il know-how maturato nell'automotive anche ai settori medicale e museale. Oggi BAWER è attiva in oltre 70 Paesi, esporta circa l'80% della produzione e realizza un volume annuo di spedizioni pari a 42.000 m³: a testimonianza della sua dimensione e del suo impegno nell'innovazione e nella qualità.

BAWER S.p.A. was founded in the early 2000s as a manufacturer of steel components and accessories for the automotive sector, thanks to the entrepreneurial vision of its founder Pasquale Lorusso, partner Anna Ventricelli, and the collaboration of the management team. Since 2008, the company has embarked on a diversification path, applying the know-how gained in the automotive industry to the medical and museum sectors as well. Today, BAWER operates in over 70 countries, exports approximately 80% of its production, and achieves an annual shipping volume of 42,000 m³ a testament to its scale and its commitment to innovation and quality.



80%

PRODUCTION
FOR EXPORT

PRODUZIONE PER
L'ESPORTAZIONE

70+

EXPORT
COUNTRIES

PAESI DI
ESPORTAZIONE

21.000 m²

PRODUCTION
PLANTS

IMPIANTI DI
PRODUZIONE

99%

RECYCLABLE
MATERIALS

DI MATERIALI
RICICLABILI

L'acciaio: la forza di BAWER

Steel: the strenght of BAWER

Tutti i nostri acciai sono di qualità certificata, con dichiarazione di conformità secondo la norma EN 10204:2005 e certificato di collaudo 3.1, basato su test effettuati su campioni dello stesso lotto. Le materie prime vengono tagliate, piegate, saldate e satinare secondo le norme UNI EN ISO 14732 e EN 9606-1/9606-2. Il risultato è un prodotto di alta qualità, privo di giunzioni, per garantire massima igiene, sicurezza operativa ed ergonomia, ideale per ambienti medicali.

All our steels are of certified quality, with a declaration of conformity in accordance with the EN 10204:2005 standard and a 3.1 inspection certificate, based on tests carried out on samples from the same batch.

The raw materials are cut, bent, welded, and satin-finished in compliance with UNI EN ISO 14732 and EN 9606-1 / 9606-2 standards. The result is a high-quality product, free of joints, ensuring maximum hygiene, operational safety, and ergonomics ideal for medical environments.



Innovation in motion

BAWER

01



Surgical scrub sinks

Lavabi chirurgici

1C




The Bawer surgical sink is designed to ensure the highest standards of hygiene in surgeon preparation areas and high-criticality environments. Created for medical and paramedical staff, it combines ergonomics, functionality, and cleanliness. Its smooth, seamless lines simplify cleaning and reduce bacterial buildup, supporting sterility. Made entirely of AISI 304 or AISI 316 stainless steel, it guarantees strength, durability, and easy disinfection. Customizable with accessories according to operator needs, it stands as an essential element in maintaining the aseptic barrier.

Il lavabo chirurgico Bawer è progettato per garantire i massimi standard di igiene nelle aree di preparazione del chirurgo e negli ambienti ad alta criticità. Pensato per il personale medico e paramedico, combina ergonomia, funzionalità e igienicità. Le linee fluide e prive di spigoli semplificano la pulizia e riducono l'accumulo di batteri, favorendo la sterilità. Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, assicura resistenza, durata e facilità di disinfezione. Configurabile con accessori in base alle esigenze dell'operatore, rappresenta un elemento essenziale nel mantenimento della barriera asettica.

Technical Features

Specifiche Tecniche



Washbasin made entirely of stainless steel, with thickness varying from 0.8 to 2.0 mm, suitable for use in sanitary and medical environments.

- Basin: 320 mm deep, with anti-splash shaping and 2° slope of the bottom to ensure proper water drainage.
- Stainless steel wall support structure: consisting of 2 vertical uprights and 2 horizontal cross-pieces, for suspended installation on any type of wall.
- Removable panels: designed to facilitate routine and extraordinary maintenance.
- Supplied complete with drain with washer and siphon connection.

Lavabo realizzato interamente in acciaio inox, con spessore variabile da 0,8 a 2,0 mm, idoneo all'uso in ambienti sanitari e medicali.

- Vasca: profonda 320 mm, con sagomatura anti-schizzo e pendenza del fondo di 2° per garantire un corretto deflusso dell'acqua.
- Struttura di supporto a parete in acciaio inox: composta da 2 montanti verticali e 2 traversi orizzontali, per installazione sospesa su qualsiasi tipo di parete.
- Pannelli asportabili: progettati per facilitare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Fornito completo di piletta di scarico con rosetta e raccordo per sifone.

The surgical sink is available in a Corian® version, with the following features:

- Bathtub body: also made of Solid Surface Corian®, colour White Glacier.
- Front panel: can be opened for easy maintenance.
- Steel supporting structure: prepared for wall mounting by means of two vertical uprights, which guarantee stability and ease of installation on various types of wall surfaces.

Il lavabo chirurgico è configurabile anche nella versione in Corian®, avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo vasca: realizzato in Solid Surface Corian®, colore White Glacier.
- Pannello frontale: apribile per una agevole manutenzione.
- Struttura portante in acciaio: predisposta per il fissaggio a parete mediante due montanti verticali, che garantiscono stabilità e facilità di installazione su diverse tipologie di superfici murarie.



In the stainless steel models, the diamond bottom favours a rapid and complete drainage of water. A technical and aesthetic solution that reflects BAWER's care and innovation.

Nei modelli in acciaio inox, il fondo diamantato favorisce un rapido e completo deflusso dell'acqua. Una soluzione tecnica ed estetica che riflette la cura e l'innovazione firmate BAWER.



Standard configuration

Configurazione standard

Stainless Steel Surgical Scrub Sinks / Lavabi Chirurgici in Acciaio Inox



822L11

822L11022 One unit / Un posto

Dimensions / Dimensioni

W 900 H 1160 D 565 mm

- Pcs 1 basin mixer with photocell
N. 1 Fonte a fotocellula con miscelatore
- Pcs 1 nail brush dispenser
N. 1 porta spazzolini
- Pcs 1 photocell soap dispenser with batteries
N. 1 dosatore di sapone a fotocellula con batterie



822L21

822L21059 Two units / Due posti

Dimensions / Dimensioni

W 1600 H 1160 D 565 mm

- Pcs 2 basins mixer with photocell
N. 2 fonti a fotocellula con miscelatore
- Pcs 2 nail brush dispensers
N. 2 porta spazzolini
- Pcs 2 photocell soap dispensers with batteries
N. 2 dosatori di sapone a fotocellula con batterie

Corian® Surgical Sinks / Lavabi Chirurgici in Corian®



822L12

822L12002 One unit / Un posto

Dimensions / Dimensioni

W 840 H 1200 D 625 mm

- Pcs 1 basin mixer with photocell
N. 1 fonte a fotocellula con miscelatore
- Pcs 1 nail brush dispenser
N. 1 porta spazzolini
- Pcs 1 photocell soap dispenser with batteries
N. 1 dosatore di sapone a fotocellula con batterie




822L22

822L22002 Two units / Due posti

Dimensions / Dimensioni

W 1640 H 1200 D 625 mm

- Pcs 2 basin mixer with photocell
N. 2 Fonte a fotocellula con miscelatore
- Pcs 2 nail brush dispensers
N. 2 porta spazzolini
- Pcs 2 photocell soap dispensers with batteries
N. 2 dosatori di sapone a fotocellula con batterie



822L31

822L31019 Three units / Tre posti

Dimensions / Dimensioni

W 1900 H 1160 D 565 mm

- Pcs 3 basins mixer with photocell
N. 3 Fonti a fotocellula con miscelatore
- Pcs 3 nail brush dispensers
N. 3 porta spazzolini
- Pcs 3 photocell soap dispensers with batteries
N. 3 dosatori di sapone a fotocellula con batterie

The scrub sink is equipped with front wall and with a unique piece washbasin, seamless for perfect surface sanification.

Il lavabo è dotato di parete frontale con corpo vasca formato in unico pezzo, senza giunzioni per una perfetta sanificabilità della superficie.



822L32

822L32001 Three units / Tre posti

Dimensions / Dimensioni

W 2450 H 1200 D 625 mm






- Pcs 3 basin mixer with photocell
N. 3 Fonte a fotocellula con miscelatore
- Pcs 3 nail brush dispensers
N. 3 porta spazzolini
- Pcs 3 photocell soap dispensers with batteries
N. 3 dosatori di sapone a fotocellula con batterie



The washbasin body is made of Corian® with rounded shapes designed to facilitate the cleaning wash of the surfaces; the front shaping of the washbasin allows the surgeon to carry out the cleaning activities in a more ergonomic and effective way.

Il corpo vasca è realizzato in Corian® con forme arrotondate concepite per facilitare la pulizia delle superfici; la sagomatura frontale della vasca consente al chirurgo di effettuare le attività di lavaggio in maniera più ergonomica ed efficace.

Customization


Personalizzazione

COD	WATER FAUCET / FONTE	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	822L11	822L21	822L31	822L12	822L22	822L32
01		Basin mixer with photocell Fonte a fotocellula con miscelatore	●	●	●	●	●	●
02		Basin faucet with photocell and hidden thermostatic mixer Fonte a fotocellula con miscelatore termostatico nascosto	○	○	○	○	○	○
03		Basin faucet with photocell and wall thermostatic mixer Fonte a fotocellula con miscelatore termostatico a parete	○	○	○	○	○	○
04		Basin faucet with clinical lever Fonte a leva clinica	○	○	○	-	-	-
05		Basin faucet with foot control Fonte con comando a pedale	○	○	○	-	-	-
06		Basin faucet with knee control Fonte con comando a ginocchio	○	○	○	-	-	-
07		Combined photocell and knee control source Fonte combinata a fotocellula e con comando a ginocchio	○	○	○	-	-	-

COD	ACCESSORIES / ACCESSORI	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	822L11	822L21	822L31	822L12	822L22	822L32
21		Divider Divisorio	-	○	○	-	-	-
22		Photocell soap dispenser with batteries Dosatore a fotocellula a batteria	●	●	●	●	●	●
23		Soap manual dispenser Dosatore manuale	○	○	○	○	○	○
24		Nail brush dispenser Porta spazzolini	●	●	●	●	●	●
25		Single siphon Sifone singolo	○	○	○	○	○	○
26		Double siphon Sifone doppio	○	○	○	○	○	○
27		Timer	○	○	○	○	○	○


Dimensional Customization Table

Tavola di customizzazione dimensionale




822L11

One unit stainless steel surgical sink
Lavabo chirurgico acciaio inox un posto



822L21


Two units stainless steel surgical sink
Lavabo chirurgico acciaio inox due posti



822L31


Three units stainless steel surgical sink
Lavabo chirurgico acciaio inox tre posti

		822L11	822L21	822L31
Width / Larghezza	MIN.	600 mm	1300 mm	1900 mm
	MAX.	900 mm	1600 mm	2400 mm
Depth / Profondità		565 mm	565 mm	565 mm
Height / Altezza		1160 mm	1160 mm	1160 mm




822L12

One unit Corian® surgical basin
Lavabo chirurgico in Corian® un posto



822L22

Two units Corian® surgical basin
Lavabo chirurgico in Corian® due posti




822L32

Three units Corian® surgical basin
Lavabo chirurgico in Corian® tre posti

	822L12	822L22	822L32
Width / Larghezza	840 mm	1640 mm	2450 mm
Depth / Profondità	625 mm	625 mm	625 mm
Height / Altezza	1200 mm	1200 mm	1200 mm

02



Pass-through Cabinets

Passanti



BAWER pass-through cabinets are designed to transfer materials between two environments with different level of contamination.

The structure is free of visible couplings mounting elements, has removable parts for maintenance and the feet are adjustable from the inside.

The interlocking system allows the opening/closing that occurs manually by activating backlighted red/green LED buttons (to communicate the admittance / change of the system). Optionally it is possible to equip the device with RX lead lining protection (1-2-3mm).

I passanti BAWER sono progettati per il servizio di trasferimento di materiali tra due ambienti con diverso grado di contaminazione. La struttura è priva di elementi di fissaggio a vista, ha parti removibili per la manutenzione ed i piedi sono regolabili dall'interno. Il sistema di interblocco consente l'apertura che avviene manualmente agendo sui pulsanti retroilluminati a LED rosso/verde (per comunicare il consenso/cambiamento del sistema). Opzionalmente è possibile equipaggiare il dispositivo con protezione anti-RX (1, 2 e 3mm di piombo).

Technical Features

Specifiche Tecniche



The pass-through module is equipped with one or two hinged sashes made of stainless steel or with VISARM 22.1 laminated glass (UNI EN ISO 12543-2) and classified as anti-wound (2B2), two light buttons (one on each side), 2 or 4 electromechanical locks, anti-trauma handle and EPDM dust seal for each sash, adjustable hinges and magnetic retaining devices. The illuminated pushbuttons are equipped with a removable screw-on plate for complete maintenance, with electronic control (in accordance with EN 60601-1), with sash release and push.

Il modulo passante è dotato di una o due ante a battente in acciaio inox o con vetro VISARM 22.1 stratificato (UNI EN ISO 12543-2) e classificato anti ferita (2B2), due pulsanti luminosi (uno per ogni lato), 2 o 4 serrature elettromeccaniche, maniglia antitrauma e guarnizione antipolvere in EPDM per ciascuna anta, cerniere regolabili e dispositivi di ritenuta magnetica.

I pulsanti luminosi sono dotati di una piastra removibile a vite per una completa manutenzione, con controllo elettronico (conforme alla normativa EN 60601-1), con sgancio e spinta dell'anta.

The window's sliding system consists of a hidden, perfectly balanced double counterweighted rail mechanism, which allows manual self-switching at any point along its travel. The window is equipped with no. 2 front panels made of AISI 304 stainless steel, removable with screws, for inspection and maintenance. All models of the pass-through (single or double), are equipped with BAWER Design fall-prevention safety device, which intervenes in case of steel rope breakage, safeguarding the safety of the operator.

Il sistema di scorrimento della finestra è costituito da un meccanismo di guide a doppio contrappeso nascosto e perfettamente bilanciato, che permette l'auto-stazionamento manuale in qualsiasi punto lungo la sua corsa. La finestra è dotata no. 2 pannelli frontali in acciaio inox AISI 304, rimovibili con viti, per ispezione e manutenzione. Tutti i modelli di passaferrì (singola o doppia), sono dotati di dispositivo di sicurezza anticaduta BAWER Design, che interviene nel caso di rottura delle funi d'acciaio, salvaguardando la sicurezza dell'operatore.



The double pass window is equipped with two interlocked vertical sliding elements that do not allow simultaneous opening of the glazed elements. Opening is allowed following unlocking by means of backlit button (red/green) that allows signaling the assent/denial of use of the other opening.

La finestra passaferrì doppia è provvista di due elementi scorrevoli verticali interbloccati che non consentono l'apertura simultanea degli elementi vetrati. L'apertura è consentita a seguito dello sblocco tramite pulsante retroilluminato (rosso/verde) che consente di segnalare l'assenso/diniego di utilizzo dell'altra apertura.



Standard configuration

Configurazione standard



822P11

822P11009 Single Pass-Through / Passaferri Singola

Dimensions / Dimensioni

W 800 H 1200 D 200 mm

- Pcs 1 visarm 33.1 safety glass
N. 1 vetro di sicurezza Visarm 33.1
- Pcs 1 perimeter finishing frame for 160 mm walls
N. 1 cornici di finitura perimetrale per pareti da 160mm



822P21

822P21006 Double Pass-Through / Passaferri Doppia

Dimensions / Dimensioni

W 800 H 1200 D 600 mm

- Pcs 2 visarm 33.1 safety glass
N. 2 vetro di sicurezza Visarm 33.1
- Electro-mechanical interlocking system
Sistema interblocco elettro-meccanico
- Perimeter frame for max 560 mm walls
Cornici di finitura perimetrale per pareti di max 560mm



822P41

822P41003 Combo Passbox / Combo Passbox

Dimensions / Dimensioni

W 800 H 2000 D 600 mm

- Pcs 1 pass-through module
N. 1 modulo passaporto
- Pcs 1 double pass-through window
N. 1 finestra passaferri doppia
- Electro-mechanical interlocking system
Sistema di Interblocco elettro-meccanico
- Perimeter frame
Cornici di finitura perimetrale



822P51

822LP51009 Pass-Through / Armadio Passante

Dimensions / Dimensioni

W 900 H 2000 D 700 mm

- Pcs 2 hinged doors with Visarm 22.1 glass (side 1)
N. 2 ante battente con vetro Visarm 22.1 (lato 1)
- Pcs 2 solid hinged doors (side 2)
N. 2 ante cieche a battente (lato 2)
- Pcs 4 adjustable internal shelves
N. 4 ripiani interni regolabili
- Electro-mechanical interlocking system
Sistema di Interblocco elettro-meccanico
- Perimeter finishing frame
Cornici di finitura perimetrale



822P31012 Pass-Box / Passa sporco

Dimensions / Dimensioni
W 700 H 700 D 700 mm

- Pcs 2 hinged doors with Visarm 22.1 glass
N. 2 ante battente con vetro Visarm 22.1
- Electro-mechanical interlock system
Sistema di interblocco elettro-meccanico
- Perimeter frame for max 660 mm walls
Cornici di finitura perimetrale per pareti di max 660 mm



822P61002 Pass-Through Cabinets for Trolleys /

Armadio Passa Carrelli
Dimensions / Dimensioni
W 1200 H 2000 D 900 mm

- Pcs 2 hinged blind doors
N. 2 ante cieche a battente
- Pcs 2 hinged doors with Visarm 22.1 glass (side 2)
N. 2 ante battente con vetro Visarm 22.1 (lato 2)
- Electro-mechanical interlock system
Sistema di interblocco elettro-meccanico
- Perimeter finishing frame
Cornici di finitura perimetrale
- Pcs 4 adjustable feet
N. 4 piedini regolabili

822P31

Gli arredi passanti Bawer (passaferri singola/doppia e passasporchi) consentono il trasferimento sicuro di materiali tra aree con diversa sterilità, evitando contaminazioni.

- Passaferri: permette il passaggio di strumentario; nella versione interbloccata evita l'apertura simultanea delle ante.
- Passasporco: consente il trasferimento di strumenti/materiali contaminati verso la decontaminazione, separando ambiente pulito e sporco.

Bawer pass-through units (single/double pass-through hatches and waste hatches) ensure safe transfer of materials between areas with different sterility levels, preventing contamination.

- Pass-through hatch: transfer of surgical instruments; interlocked version prevents simultaneous door opening.
- Waste hatch: transfer of contaminated tools/materials to decontamination, keeping clean and dirty areas separate.

822P61

I passanti Bawer (passbox, armadi, passacarrelli) sono personalizzabili per esigenze funzionali, estetiche e normative. Finiture disponibili:

- Acciaio inox AISI 304 (standard): resistente alla corrosione
- Verniciatura a polveri epossidiche: migliore resistenza chimica e l'integrazione estetica con l'ambiente.

Schermatura piombata: per protezione radiologica

Accessori: interblocco, vetri Visarm/piombati, mensole fisse/regolabili, guarnizioni antibatteriche, maniglie ergonomiche e piedini regolabili.

Bawer pass-through units (passboxes, cabinets, trolley pass-throughs) can be customized to meet functional, aesthetic, and regulatory needs.

Available finishes:







- AISI 304 stainless steel (standard): corrosion-resistant
- Epoxy powder coating: improved chemical resistance and aesthetic integration with the environment




Lead shielding: for radiological protection.

Accessories: interlock system, Visarm/lead glass, fixed/adjustable shelves, antibacterial gaskets, ergonomic handles, and adjustable feet.

Customization


Personalizzazione

COD	BASIC COMPONENTS COMPONENTI BASE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	822P11	822P21	822P31	822P41	822P51	822P61
01		Solid hinged door Anta cieca a battente	-	-	○	●	●	●
02		Hinged door with glass insert Anta a battente con inserto in vetro	-	-	●	○	●	●
03		Visarm 33.1 glass Vetro Visarm 33.1	●	●	-	●	-	-
04		X-Ray shielding protection Protezione anti-rx	○	○	○	○	○	○
05		High adjustable foot Piede regolabile alto	-	-	-	○	○	-
06		Low adjustable foot Piede regolabile basso	-	-	○	●	●	●
07		Solid pass-through panel Pannello cieco per passaferrì	○	○	-	○	-	-

COD	ACCESSORIES ACCESSORI	DESCRIPTION DESCRIZIONE	822P11	822P21	822P31	822P41	822P51	822P61
21		Internal shelf Mensola interna	-	-	○	○	●	○
22		Plinth Zoccolo	-	-	○	○	○	○
23		Additional interlock activation button Pulsante aggiuntivo azionamento interblocco	-	○	○	○	○	○

Dimensional Customization Table

Tavola di customizzazione dimensionale



822P11

Single Pass-Through Window
Finestra Passaferri Singola


822P21

Double Pass-Through Window
Finestra Passaferri Doppia

822P31

Pass-Box
Passa Sporco

		822P11	822P21	822P31	
				Single door Mono anta	Double door Doppia anta
Width / Larghezza	MIN.	600 mm	600 mm	500 mm	600 mm
	MAX.	1000 mm	1000 mm	600 mm	1200 mm
Height / Altezza	MIN.	1200 mm	1200 mm	500mm	
	MAX.			1200 mm	
Depth / Profondità	MIN.	160 mm	600 mm	500 mm	
	MAX.	600 mm	800 mm	800 mm	



822P41

Pass-Through Combo
Armadio Passante Combo

822P51

Pass-Through
Armadio Passante

822P61

Pass-Through Cabinets for Trolleys
Armadio Passa Carrelli

		822P41	822P51		822P61
			Single door Mono anta	Double door Doppia anta	
Width / Larghezza	MIN.	600 mm	500 mm	600 mm	900 mm
	MAX.	1000 mm	600 mm	1200 mm	1400 mm
Height / Altezza	MIN.	2000 mm	1200 mm		1800 mm
	MAX.		2000 mm		2000 mm
Depth / Profondità	MIN.	600 mm	500 mm		600 mm
	MAX.	800 mm	800 mm		900 mm

03

Cabinets

Armadi





BAWER cabinets are designed for storage in sterile areas. Made entirely of stainless steel, they ensure internal hygiene thanks to the absence of visible fasteners or joints. Double-layered side panels and doors enhance structural strength, while the composite material between layers reduces noise. The anti-torsion base provides maximum stability. Adjustable stainless steel hinges offer durability, optimal door operation, and corrosion resistance, extending the cabinet's service life and making it reliable and efficient in high-criticality environments.

Gli armadi BAWER sono progettati per lo stoccaggio in zone sterili. Realizzati interamente in acciaio inox, garantiscono igiene interna grazie all'assenza di elementi di fissaggio o accoppiamenti a vista. Fianchi e ante a doppio strato aumentano la solidità, mentre il materiale composito tra gli strati riduce il rumore. Il fondo anti-torsione assicura massima stabilità. Le cerniere regolabili in acciaio inox offrono durata, gestione ottimale delle aperture e resistenza alla corrosione, estendendo la vita utile dell'armadio, rendendolo affidabile e performante negli ambienti ad alta criticità.

Technical Features

Specifiche Tecniche



The doors of BAWER cabinets are equipped with an EPDM dust-proof gasket on the inner perimeter, ensuring excellent dust resistance. The adjustable BAWER Design hinges, made entirely of stainless steel, allow bidirectional adjustment of the doors, which feature a perfect closure guaranteed by integrated magnetic retention devices.

The interior surfaces, free of sharp edges, facilitate cleaning and sanitization, preventing dirt accumulation. All cabinet models come with wall-mounting systems that prevent accidental tipping, ensuring operator safety.


Le ante degli armadi BAWER sono dotate di guarnizione antipolvere in EPDM sul perimetro interno che garantisce un'ottima tenuta alla polvere. Le cerniere regolabili BAWER Design, totalmente in acciaio inox, permettono la regolazione bidirezionale delle ante, le quali posseggono una perfetta chiusura garantita dai dispositivi integrati di ritenuta magnetica.

Le superfici interne, prive di spigoli vivi, facilitano la pulizia e la sanificazione, prevenendo l'accumulo di sporco. Tutti i modelli di armadi sono dotati di sistemi di fissaggio a parete che evitano il ribaltamento accidentale dell'arredo, salvaguardando la sicurezza dell'operatore.



BAWER wall cabinets are designed following the same design and standards as the wardrobes, ensuring consistent style, high durability, and easy sanitization. Each cabinet features an integrated mounting kit and wall-fixing bar, allowing secure installation and precise adjustment in height and depth from inside the unit. Doors can be customized with a Visarm 22.1 glass insert for enhanced functionality and aesthetics.

I pensili BAWER sono progettati seguendo lo stesso design e standard degli armadi, garantendo uniformità di stile, elevata robustezza e massima facilità di sanificazione. Ogni pensile è dotato di un kit di attaccaglie integrate e barra di fissaggio a parete, che consentono un'installazione stabile e una regolazione precisa in altezza e profondità direttamente dall'interno. Le ante possono essere personalizzate con inserto in vetro Visarm 22.1, per una maggiore funzionalità e estetica.



Upon request, cabinets can be equipped with a top cover designed to reduce dust accumulation and facilitate cleaning and sanitization. The height and angle of the cover are proportioned to the size of the cabinet, ensuring both functional and aesthetic integration.

Su richiesta, gli armadi possono essere dotati di un cappello superiore, progettato per ridurre l'accumulo di polvere e agevolare le operazioni di sanificazione. Altezza e inclinazione sono proporzionate alle dimensioni dell'arredo, garantendo un'integrazione funzionale ed estetica.



The BAWER shelving system is designed as a functional furnishing solution for the distribution and collection of medical supplies. It is available in two versions:

MODULAR MODEL

Featuring a linear design and shared vertical uprights between multiple modules, it optimizes space by eliminating gaps and interruptions. The closed tubular structure helps reduce dirt accumulation and facilitates cleaning. The shelves are height-adjustable, and the leveling feet allow for an elevation of up to +20 mm (adjustment key included). Supplied as an assembly kit, the system is easy to install.

STAND-ALONE MODEL

This version features a self-supporting structure that offers maximum flexibility. It is pre-configured for wheel installation, making it ideal for environments where mobility is required.

La scaffalatura BAWER è progettata come arredo funzionale per i sistemi di distribuzione e raccolta del materiale sanitario. È disponibile in due versioni:

MODELLO MODULARE

Con design lineare e montanti verticali condivisi tra più moduli, consente di ottimizzare lo spazio evitando interruzioni e zone inutilizzate. La struttura in tubolare chiuso riduce l'accumulo di sporco e facilita la pulizia. Le mensole sono regolabili in altezza, e i piedini livellatori consentono un'oscillazione fino a +20 mm (chiave di regolazione inclusa). Viene fornito in kit di montaggio, con installazione semplice.

MODELLO STAND-ALONE

Questa versione è dotata di una struttura autoportante che offre massima flessibilità. È predisposto per l'installazione su ruote, ideale per ambienti dove è richiesta mobilità.

Standard configuration

Configurazione standard



822A11*

822A11006 Cabinet / Armadio

Dimensions / Dimensioni
W 900 H 2000 D 600 mm

- Pcs 2 solid hinged doors
N. 2 ante cieche a battente
- Pcs 4 adjustable shelves
N. 4 ripiani regolabili
- Pcs 4 Adjustable feet
N. 4 piedini regolabili



822A12*

822A12005 Cabinet / Armadio

Dimensions / Dimensioni
W 900 H 2000 D 600 mm

- Pcs 2 hinged doors with VISARM 22.1 glass inserts
N. 2 ante a battente con inserti in vetro VISARM 22.1
- Pcs 4 adjustable shelves
N. 4 ripiani regolabili
- Pcs 4 adjustable feet
N. 4 piedini regolabili



822A51

822A51000 ISO Cabinet / Armadio ISO

Dimensions / Dimensioni
W 935 H 2000 D 700 mm

- Pcs 2 hinged doors with VISARM 22.1 glass inserts and lock with keys, central divider with guide systems for ISO module housing
N. 2 ante battente con inserti in vetro visarm 22.1 e serratura con chiavi, divisorio centrale con sistemi di guide per alloggiamento moduli ISO
- Pcs 18 ISO baskets (H) 50 mm
N. 18 cestelli ISO (H) 50 mm
- Pcs 10 ISO baskets (H) 100 mm
N. 10 cestelli ISO (H) 100 mm
- Pcs 4 ISO baskets (H) 200 mm
N. 4 cestelli ISO (H) 200 mm
- Pcs 4 Adjustable feet
N. 4 piedi regolabili



822A52

822A52001 Catheter cabinet / Armadio porta cateteri

Dimensions / Dimensioni
W 900 H 2100 D 700 mm

- Pcs 2 solid hinged doors with lock and keys
N. 2 ante cieche a battente e serratura con chiavi
- Pcs 2 fixed internal tambour shelves (N. 1 per compartment)
N. 2 ripiani interni fissi e tamburati (N.1 per compartimento)
- Pcs 4 rails each with 10 hooks for catheters
N. 4 guide ognuna con n.10 ganci per cateteri
- Pcs 4 adjustable feet
N. 4 piedi regolabili

* Also available with sliding doors / Disponibile anche con ante scorrevoli



822A15

822A15003 Combo Cabinet / Armadio Combo

Dimensions / Dimensioni
W 900 H 2000 D 600 mm

- Pcs 2 solid hinged doors
N. 2 ante cieche a battente
- Pcs 2 adjustable shelves
N. 2 ripiani regolabili
- Pcs 1 drawer (H) 100 mm
N. 1 cassetto (H) 100 mm
- Pcs 4 drawer (H) 150 mm
N. 4 cassetto (H) 150 mm
- Pcs 4 adjustable feet
N. 4 piedini regolabili



822A31*

822A31000 Wall cabinet / Pensile

Dimensions / Dimensioni
W 900 H 600 D 350 mm

- Pcs 2 solid hinged doors
N. 2 ante cieche a battente
- Pcs 1 adjustable shelves
N. 1 ripiano regolabile



822A32*

822A32000 Wall cabinet / Pensile

Dimensions / Dimensioni
W 900 H 600 D 350 mm

- Pcs 2 hinged doors with VISARM 22.1 glass inserts
N. 2 ante a battente con inserti in vetro VISARM 22.1
- Pcs 1 adjustable shelf
N. 1 ripiano regolabile



822A61

822A61000 Modular Shelving / Scaffale modulare

Dimensions / Dimensioni
W 1200+900 H 1900 D 600 mm

- Left side: (W) 1200 mm with 5 adjustable shelves
Lato sx: (w) 1200 mm con n.5 ripiani regolabili
- Angle: (W) 600 mm with 5 adjustable shelf
Angolare: (w) 600 mm con n.5 ripiani regolabili
- Right side: (W) 900 mm with 5 adjustable shelves
Lato dx: (w) 900 mm con n.5 ripiani regolabili
- Pcs 4 Adjustable feet
N. 4 piedini regolabili
- Supplied as assembly kit
Fornita in kit di montaggio



822A71

822A71002 Modular Shelving / Scaffale modulare








Dimensions / Dimensioni
W 1000 H 2000 D 500 mm

- Pcs 4 adjustable shelves
N. 4 ripiani regolabili
- Pcs 4 adjustable feet
N. 4 piedini regolabili
- Supplied as assembly kit
Fornita in kit di montaggio

* Also available with sliding doors / Disponibile anche con ante scorrevoli


Customization

Personalizzazione

COD	BASIC COMPONENTS COMPONENTI BASE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	822A11	822A12	822A15	822A31	822A32	822A51	822A52	822A61	822A71
01		Solid hinged doors Anta cieca a battente	●	-	●	●	-	○	●	-	-
02		Hinged doors with glass insert Anta a battente con inserto in vetro	-	●	○	-	●	●	○	-	-
03		Solid sliding doors Anta cieca scorrevole	○	-	○	○	-	○	○	-	-
04		Sliding doors with glass insert Anta scorrevole con inserto in vetro	-	○	○	-	○	○	○	-	-
05		Adjustable shelves for shelving Ripiano regolabile per scaffale	-	-	-	-	-	-	-	●	●
06		Perforated adjustable shelves for shelving Ripiano regolabile forato per scaffale	-	-	-	-	-	-	-	○	○
07		Wire adjustable shelves for shelving Ripiano regolabile in filo metallico per scaffale	-	-	-	-	-	-	-	○	○
COD	ACCESSORIES ACCESSORI	DESCRIPTION DESCRIZIONE	822A11	822A12	822A15	822A31	822A32	822A51	822A52	822A61	822A71
21		Internal shelf Mensola interna	●	●	●	●	●	○	●	-	-
22		Internal shelf Cappello	○	○	○	○	○	○	○	-	-
23		Plinth Zoccolo	○	○	○	-	-	○	○	-	-
24		lock Serratura	○	○	○	○	○	○	○	-	-
25		Wheels with brake and without brake Ruote con freno e senza freno	○	○	-	-	-	-	-	-	○

Dimensional Customization Table

Tavola di customizzazione dimensionale



822A11*

Cabinet with hinged door
Armadio ad anta battente

822A12*

Hinged door cabinet with glass
Armadio ad anta battente con vetro

822A15

Combo Cabinet
Armadio Combo


822A32*

Wall cabinet with hinged door and glass
Pensile ad anta battente con vetro

822A31*


Wall Cabinet with hinged door
Pensile ad anta battente

		822A11 - 822A12 - 822A15		822A31 - 822A32	
		Single door Mono anta	Double door Doppia anta	Single door Mono anta	Double door Doppia anta
Width / Larghezza	MIN.	500 mm	600 mm	500 mm	600 mm
	MAX.	600 mm	1200 mm	600 mm	1200 mm
Height / Altezza	MIN.	1200 mm		600 mm	
	MAX.	2000 mm		900 mm	
Depth / Profondità	MIN.	400 mm		350 mm	
	MAX.	700 mm			



822A61

Shelf System
Sistema di Scaffali



822A71

Stand Alone
Stand Alone

		822A61			822A71
		Starter module Modulo di partenza	Corner module Modulo angolare	Extension module Modulo di estensione	
Width / Larghezza	MIN.	300 mm	600 mm	300 mm	600 mm
	MAX.	1200 mm	600 mm	1200 mm	1400 mm
Height / Altezza	MIN.	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
	MAX.	1900 mm	1900 mm	1900 mm	2000 mm
Depth / Profondità	MIN.	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
	MAX.	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

* Also available with sliding doors / Disponibile anche con ante scorrevoli

04

Benches

Banchi





Bawer workbenches are made of stainless steel, ensuring strength, durability, and easy sanitization. They are designed for sterilization units, environments with high washing intensity. The structure includes sound-absorbing elements to reduce operational noise and an anti-injury design for operator safety. Thanks to modularity, the benches can be configured according to needs and equipped with specific components for washing and tool management, such as washing sinks, water dispensers, air/water guns, and ultrasonic tanks.

I banchi Bawer sono realizzati in acciaio inox, garantendo resistenza, durabilità e facile sanificazione. Sono pensati per le centrali di sterilizzazione, ambienti con alta intensità di lavaggio. La struttura include elementi fonoassorbenti per ridurre i rumori operativi e un design antiferita per la sicurezza dell'operatore. Grazie alla modularità, i banchi possono essere configurati secondo le esigenze e accessoriati con componenti specifici per lavaggio e gestione utensili, come vasche di lavaggio, erogatori d'acqua, pistole aria/acqua, nonché vasche a ultrasuoni.

Technical Features

Specifiche Tecniche

Workbench made entirely of stainless steel and designed for use in sanitary environments where high standards of hygiene, durability, and ease of cleaning are required:

- Rear anti-torsion panel.
- EPDM dust-proof gasket along the internal perimeter.
- Adjustable shelves with front overflow anti-detachment system.
- Reinforced shelves with anti-deflection support for Widths over 1200 mm.

Banco realizzato interamente in acciaio inox e progettato per l'utilizzo in ambienti sanitari, dove sono richiesti elevati standard di igiene, resistenza e facilità di sanificazione:

- Fondo posteriore anti-torsione.
- Guarnizione antipolvere in EPDM sul perimetro interno.
- Ripiani regolabili con sistema antisfilamento frontale.
- Ripiani rinforzati con sostegno anti-flessione per lunghezze >1200 mm.




The Bawer Design adjustable hinges, made of stainless steel, allow both vertical and horizontal adjustments. The integrated magnetic retention devices for the doors, combined with the EPDM seal, ensure an ideal closure for medical applications that require constant safety, reliability, and hygiene.

Le cerniere regolabili Bawer Design, realizzate in acciaio inox, permettono la regolazione sia verticale che orizzontale. I dispositivi integrati di ritenuta magnetica per le ante, abbinati alla guarnizione in EPDM, assicurano una chiusura ideale per applicazioni medicali che richiedono sicurezza, affidabilità e igiene costanti.

Top for work and wash basin benches are supplied with 80mm splashback and marine birch plywood of 15mm thickness (concealed) to improve structural performance as well as noise absorption. For Corian® configuration tops 12mm thickness sheets are used. Optionally also available in a the version with 3 backsplashes, 1 rear and 2 sides.

I top per banchi lavoro e lavello sono forniti con alzatina da 80mm e multistrato marino di betulla 15mm (a scomparsa) per migliorare le prestazioni strutturali, oltre all'assorbimento del rumore. Nella configurazione in Corian® sono adoperate lastre di spessore 12mm. Opzionalmente disponibile anche con la versione a 3 alzatine, 1 posteriore e 2 laterali



The frontal and/or lateral plinth completes the finishing of single furniture or compositions. Supplied in mounting kit it is equipped with steel spring couplings for fixing to the feet and can be made of stainless steel or powder-coated galvanized steel (colours selection from BAWER design palette).

Lo Zoccolo frontale e/o laterale completa la finitura dell'arredo singolo o delle composizioni. Fornito in kit di montaggio è munito di innesti a molla in acciaio per il fissaggio ai piedi ed è realizzabile in acciaio inox o acciaio zincato verniciato a polvere (colori a scelta da palette BAWER Design).



Can be manufactured with up to 5 stainless steel drawers, each equipped with 1 pair of steel linear guides with ball bearing roller slider, total extraction and soft closing system (load 40 Kg). The drawer fronts are made of a double layer of sheet metal and feature an ergonomic, anti-trauma handle. They have a variable height depending on the chosen configuration.

Possono essere realizzati fino a 5 cassetti in acciaio inox ciascuno dotato di 1 coppia di guide in acciaio con cuscinetti a sfere ad estrazione totale e sistema soft closing (carico di 40 Kg). I frontali dei cassetti sono realizzati in doppio strato di lamiera e con maniglia ergonomica antitrauma, hanno altezza variabile in funzione della configurazione scelta.



Standard configuration

Configurazione standard

Benches / Banchi

822B11*



822B11006

Workbench with hinged door
Banco con anta battente

Dimensions / Dimensioni

W 900 H 900 D 700 mm

■ Top with backsplash

Top con alzatina posteriore

■ Pcs 2 Solid hinged doors

N. 2 Ante cieche a battente

■ Pcs 1 Adjustable internal shelf

N. 1 Ripiano interno regolabile

■ Pcs 4 Adjustable feet

N. 4 piedi regolabili

822B14



822B14000

Workbench with drawers
Banco con cassettiera

Dimensions / Dimensioni

W 600 H 900 D 700 mm

■ Top with backsplash

Top con alzatina posteriore

■ Pcs 5 Drawers

N. 5 Cassetti

■ Pcs 4 Adjustable feet

N. 4 piedi regolabili



* Also available with sliding doors / Disponibile anche con ante scorrevoli



822B21*

I banchi Bawer in acciaio inox AISI 304 garantiscono igiene e sono ideali per ambienti professionali. Altamente personalizzabili in dimensioni e accessori sono disponibili nelle seguenti finiture:

- Acciaio inox AISI 304 (standard): resistente alla corrosione
- Verniciatura a polveri epossidiche: migliore resistenza chimica e l'integrazione estetica con l'ambiente.

Bawer workbenches in AISI 304 stainless steel ensure hygiene and are ideal for professional environments. Highly customizable in size and accessories, they are available in the following finishes:

- AISI 304 stainless steel (standard): corrosion-resistant
- Epoxy powder coating: improved chemical resistance and aesthetic integration with the environment

822B21007

Sink workbench / Banco lavello

Dimensions / Dimensioni

W 900 H 900 D 700 mm

■ Pcs 1 Clinical lever mixer faucet

N. 1 Miscelatore a leva clinica

■ Top with backsplash

Top con alzatina posteriore

■ Pcs 1 Sink

N. 1 Vasca

■ Pcs 2 Solid hinged doors

N. 2 Ante cieche a battente

■ Pcs 4 Adjustable feet

N. 4 piedi regolabili

822B21009

Combo Sink workbench

Banco lavello combo

Dimensions / Dimensioni

W 2790 H 900 D 700 mm

■ Pcs 3 Sink workbenches with solid hinged doors

N. 3 Banchi lavello con ante battenti cieche

■ Single Top with backsplash

Top unico con alzatina

■ Pcs 2 Sinks

N. 2 Vasche

■ Pcs 2 Dual-jet faucets with magnetic connection

N. 2 Fonti a doppio getto con attacco magnetico

■ Pcs 2 Water spray guns

N. 2 Pistole ad acqua

■ Pcs 2 Air spray guns

N. 2 Pistole ad aria

■ Rear panel

Parete posteriore

■ Upper LED light module

Modulo luci LED superiore

■ Pcs 1 Plexiglass splash guard

N. 1 Paraschizzi in plexiglass

■ Single plinth

Zoccolo unico

■ Pcs 2 Internal drawers

N. 2 Cassetti interni

■ Adjustable feet

Piedi regolabili

822B21009.1

Bandelin ultrasonic bath

Vasca a ultrasuoni Bandelin

Dimensions / Dimensioni

W 600 H 400 D 200 mm

■ Pcs 1 Bandelin ultrasonic bath

N. 1 Vasca ultrasuoni Bandelin

■ Pcs 1 Lid

N. 1 Coperchio









In the central section of the combo sink bench, a Bandelin ultrasonic tank is integrated, ideal for the thorough and safe cleaning of medical instruments.

Nella sezione centrale del banco lavello combo è integrata una vasca a ultrasuoni Bandelin, ideale per la pulizia profonda e sicura degli strumenti medicali.

* Also available with sliding doors/ Disponibile anche con ante scorrevoli


Customization

Personalizzazione

COD	BASIC COMPONENTS / COMPONENTI BASE	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	822B11	822B14	822B21
01		Double jet mixer with magnetic attachment and clinical lever Miscelatore a leva clinica con doppio getto e attacco magnetico	-	-	☐
02		Clinical lever mixer with extractable shower Miscelatore a leva clinica con doccetta estraibile	-	-	☐
03		Clinical lever mixer with overmount stretchable sprayer source Miscelatore a leva clinica con gruppo di lavaggio a frusta	-	-	☐
04		Clinical lever mixer with swivel source Miscelatore a leva clinica e fonte girevole	-	-	☒
05		Sink unit Vasca semplice	-	-	☒
06		Ultrasonic cleaner Vasca ultrasuoni	-	-	☐
07		Solid hinged doors Anta cieca a battente	☒	-	☒
08		Sliding solid door Anta cieca scorrevole	☐	-	☐
COD	ACCESSORIES / ACCESSORI	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	822B11	822B14	822B21
21		Plinth Zoccolo	☐	☐	☐
22		Lock Serratura	☐	☐	☐
23		Plexiglass splash guard Paraschizzi in plexiglass	-	-	☐
24		Internal drawer Cassetto interno	☐	-	☐
25		Interior shelf Mensola interna	☒	-	☐
26		Air-water gun kit Kit pistole aria-acqua con ugelli	☐	-	☐
27		LED wall panel Paretina con LED	☐	☐	☐

Dimensional Customization Table


Tavola di customizzazione dimensionale



822B11*

Work bench with leaf door
Banco lavoro ad anta battente


		822B11	
		Single door Mono anta	Double door Doppia anta
Width / Larghezza	MIN.	500 mm	600 mm
	MAX.	600 mm	1200 mm
Height / Altezza		900 mm	900 mm
Depth / Profondità	MIN.	500 mm	
	MAX.	700 mm	



822B14

Bench with drawers
Banco con cassettiera

		822B14	
Width / Larghezza	MIN.	500 mm	
	MAX.	1200 mm	
Height / Altezza		900 mm	
Depth / Profondità	MIN.	500 mm	
	MAX.	700 mm	



822B21*

Washbasin bench with leaf door
Banco lavello ad anta battente

		822B21	
		Single door Mono anta	Double door Doppia anta
Width / Larghezza	MIN.	500 mm	600 mm
	MAX.	600 mm	1200 mm
Height / Altezza		900 mm	900 mm
Depth / Profondità	MIN.	600 mm	
	MAX.	800 mm	

* Also available with sliding doors / Disponibile anche con ante scorrevoli

05



Tables
Tavoli



BAWER tables are designed for a wide range of applications in the medical sector, from packaging to the preparation of surgical instruments and anesthesia supplies. They are made entirely of stainless steel, with a structure that ensures high stability and the ability to withstand heavy loads, thanks also to the 15 mm marine-grade birch plywood worktop. The tables are delivered fully assembled and ready for use.

I Tavoli BAWER sono progettati per una vasta gamma di applicazioni nel settore medico, dal confezionamento alla preparazione di strumenti chirurgici o preparati per anestesia. Sono realizzati completamente in acciaio inox con una struttura che garantisce grande stabilità e possibilità di tollerare carichi gravosi anche grazie al piano di lavoro fornito con multistrato marino di betulla da 15 mm. Vengono spediti completamente assemblati e pronti all'uso.

Technical Features

Specifiche Tecniche



BAWER work tables feature a load-bearing structure built as a single body, ensuring robustness and resistance to daily use, while maintaining a simple and recognizable design.

The table can be customized with a fixed-position lower shelf. Additionally, the standard adjustable feet can optionally be replaced with four castors, two of which are equipped with brakes.

I tavoli da lavoro BAWER sono dotati di una struttura portante che realizza un corpo unico rendendoli robusti e resistenti alle azioni quotidiane, mantenendo un design semplice e riconoscibile. È possibile personalizzare il tavolo con un ripiano inferiore posto ad in posizione fissa. Inoltre, si possono opzionalmente sostituire i piedi regolabili con n.4 ruote di cui n.2 con freno.


The decontamination tables feature the same load-bearing structure as the work tables, with the added functionality of integrated basins with customizable dimensions, designed for manual cleaning of instruments in decontamination departments. They can be equipped with standard faucets or shower kits, air or water spray guns, and a lower shelf. The table can also be enclosed with side panels and sliding doors, enhancing hygiene and cleanliness levels.

I tavoli da decontaminazione sono caratterizzati dalla stessa struttura portante di quelli da lavoro, con la peculiarità di integrare delle vasche con dimensioni personalizzabili, utili nelle fasi di pulizia manuale degli strumenti nei reparti di decontaminazione. Accessoriabile con rubinetti semplici o con kit doccia, pistole ad aria o ad acqua, ripiano inferiore. Possibilità di renderlo chiuso con un sistema di carter laterali e ante scorrevoli, aumentando il livello di pulizia.



The BAWER packaging table is designed for use during the packaging phases of medical instruments. It features a single, unobstructed worktop and can optionally be configured with electric height adjustment, allowing the operator to select the most ergonomic working posture. To support packaging activities, the table can be equipped with various accessories, including an LED light bar to illuminate the work surface, a magnifying lamp, ergonomically positioned power sockets, monitor and keyboard supports, and wire baskets. The table can also be configured with either cross-bars or shelving, depending on operational needs.

Il tavolo da confezionamento BAWER è progettato per essere utilizzato nelle fasi di confezionamento di strumentario medico. È caratterizzato da un piano unico completamente libero e opzionalmente configurabile nella versione regolabile elettricamente, che permette all'operatore di scegliere la miglior postura nelle fasi di lavoro. A supporto dell'attività di confezionamento, i tavoli possono essere accessoriabili con barra led per illuminare il piano di lavoro, lampada con lente di ingrandimento, prese elettriche fissate in posizione ergonomica, porta-monitor e tastiera e cestelli in filo. Il tavolo può essere configurabile nella versione con barre o con mensole.



Optionally, the table can be equipped with a system of 2 or 3 drawers positioned beneath the top, made of AISI 304 stainless steel. If needed, a mobile drawer unit on wheels can be used instead, freeing up maneuvering space beneath the worktop.



Opzionalmente attrezzabile di sistema di 2 o 3 cassetti posti al di sotto del top, realizzati in acciaio inox AISI 304. Qualora risulti necessario, si potrebbe optare per una cassetiera su ruote, liberando lo spazio di manovra al di sotto del top.

Standard configuration

Configurazione standard

822T11



822T11005 Work table / Tavolo da lavoro

Dimensions / Dimensioni
W 1000 H 900 D 700 mm

- Pcs 4 adjustable feet
N. 4 Piedi regolabili

822T12



822T12016 Work table trolley / Tavolo da lavoro carrellato

Dimensions / Dimensioni
W 1000 H 900 D 700 mm

- Pcs 1 lower shelf
N. 1 ripiano inferiore
- Pcs 2 swivel castors ø 100 mm
N. 2 ruote piroettanti ø 100 mm
- Pcs 2 antistatic swivel castors ø 100 mm with brake
N. 2 ruote piroettanti ø 100 mm antistatiche e con freno

822T51 - *822T41



822T51006 Packing table with adjustable height / Tavolo da confezionamento con altezza regolabile

Dimensions / Dimensioni
W 2000 H 710-1140 D 855 mm

- Pcs 1 upper led bar
N. 1 barra superiore a led
- Pcs 4 universal bars and 20 hooks
N. 4 barre universali e n.20 ganci
- Pcs 1 monitor arm with keyboard support
N. 1 braccio porta monitor con supporto
per tastiera
- Pcs 1 led lamp with magnifying lens
N. 1 ampada led con lente di ingrandimento
- Pcs 3 wire baskets (W 153 D 231 H 125 mm)
N. 3 cestelli in filo (L 153 D 231 H 125 mm)
- Pcs 2 schuko electrical outlets
N. 2 prese elettriche schuko
- Pcs 1 switch for led ligh
N. 1 interruttore per luce led
- Pcs 1 switch for height adjustment
N. 1 interruttore per regolazione altezza

*Fixed height / Altezza non regolabile



822T22

I tavoli Bawer, modulari e personalizzabili, si integrano in sale operatorie, laboratori, reparti di sterilizzazioni, aree tecniche di confezionamento e farmacie ospedaliere. Realizzati in Acciaio inox AISI 304 garantiscono ergonomia igiene e resistenza. Su richiesta il top in Corian® offre superficie non porosa, resistente alle macchie e altamente igienica.

Bawer tables, modular and customizable, fit operating rooms, laboratories, sterilization units, packaging areas, and hospital pharmacies. Made of AISI 304 stainless steel, they ensure ergonomics, hygiene, and durability. On request, a Corian® top provides a non-porous, stain-resistant, and highly hygienic surface.

822T22010 Decontamination table / Tavolo decontaminazione

Dimensions / Dimensioni

W 2000 H 900 D 715 mm

- Pcs 2 tanks, size 600x500x300h mm
N. 2 vasche di dim. 600x500x300h mm
- Pcs 1 central whisk mixer with 1 air gun
N. 1 miscelatore a frusta in posizione centrale, con n.1 pistola ad aria
- Pcs 1 lower shelf
N. 1 ripiano inferiore
- Pcs 4 adjustable feet
N. 4 piedini regolabili

822T52 - *822T42



822T52004 Packing table with adjustable height / Tavolo da confezionamento con altezza regolabile

Dimensions / Dimensioni












W 2000 H 710-1140 D 855 mm

- Pcs 2 shelves
N. 2 mensole
- Pcs 1 upper led bar integrated into the lower shelf
N. 1 barra superiore a led integrata nel ripiano inferiore
- Pcs 3 drawers on the right side
N. 3 cassetti su lato destro
- Pcs 2 schuko electrical outlets
N. 2 prese elettriche shucko
- Pcs 1 switch for led light
N. 1 interruttore per luce led
- Pcs 1 switch for height adjustment
N. 1 interruttore per regolazione altezza

*Fixed height / Altezza non regolabile


Customization

Personalizzazione

COD	BASIC COMPONENTS COMPONENTI BASE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	822T11	822T12	822T22	822T41	822T51	822T42	822T52
01		Lower shelf Ripiano inferiore	○	●	●	-	-	-	-
02		Single basin Vasca semplice	-	-	●	-	-	-	-
03		Clinical lever mixer tap with swivel spout Miscelatore a leva clinica e fonte girevole	-	-	○	-	-	-	-
04		Clinical lever mixer tap with pull-out hand shower Miscelatore a leva clinica e doccetta estraibile	-	-	○	-	-	-	-
05		Clinical lever mixer tap with dual spray and magnetic docking Miscelatore a leva clinica con doppio getto e attacco magnetico	-	-	○	-	-	-	-
06		Clinical lever mixer tap with hose spray washing unit Miscelatore a leva clinica con gruppo di lavaggio a frusta	-	-	●	-	-	-	-
07		Carter system with sliding doors Sistema carter e ante scorrevoli	○	○	○	-	-	-	-
COD	ACCESSORIES ACCESSORI	DESCRIPTION DESCRIZIONE	822T11	822T12	822T22	822T41	822T51	822T42	822T52
21		Wheels with and without Brake Ruote con freno e senza freno	-	●	-	○	○	○	○
22		Partition panel with LED Paretina con LED	-	-	○	-	-	-	-
23		Air-water gun kit with nozzles Kit pistole aria-acqua con ugelli	-	-	●	-	-	-	-
24		Case holder Porta case	-	-	-	●	●	○	○
25		Wire basket Cesto in filo	-	-	-	●	●	○	○
26		Lamp with Magnifying Lens Lampada con lente di ingrandimento	-	-	-	●	●	○	○
27		Monitor Support with Keyboard Supporto monitor con tastiera	-	-	-	●	●	○	○

Dimensional Customization Table

Tavola di customizzazione dimensionale



822T11

Table
Tavolo

822T12


Work table trolley
Tavolo da lavoro carrellato

822T22

Decontamination table
Tavolo di decontaminazione


822T11 - 822T12		
Width / Larghezza	MIN.	500 mm
	MAX.	2500 mm
Height / Altezza	MIN.	800 mm
	MAX.	1000 mm
Depth / Profondità	MIN.	500 mm
	MAX.	1000 mm

822T22		
Width / Larghezza	MIN.	600 mm
	MAX.	2500 mm
Height / Altezza	MIN.	800 mm
	MAX.	1000 mm
Depth / Profondità	MIN.	600 mm
	MAX.	800 mm



822T51 - *822T41

Packing table with adjustable height
Tavolo da confezionamento con altezza regolabile



822T52 - *822T42

Packing table with adjustable height
Tavolo da confezionamento con altezza regolabile

		822T51	822T41	822T52	822T42
Width / Larghezza	MIN.	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
	MAX.	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Height / Altezza		710 - 1140 mm	800 mm	710 - 1140 mm	800 mm
Depth / Profondità		855 mm	855 mm	855 mm	855 mm

*Fixed height / Altezza non regolabile

06



Trolleys
Carrelli



BAWER trolleys are designed to ensure maximum efficiency, safety, and hygiene in the handling of sterile materials within healthcare environments. Made of AISI 304 stainless steel, they offer high corrosion resistance and are easy to sanitize. Thanks to their ergonomic design and the presence of swivel, twin, and non-marking wheels, they provide excellent maneuverability even in tight spaces or during frequent movements. They are ideal for the transport and storage of containers, baskets, and surgical instruments, both in the pre-sterilization and post-sterilization phases.

I carrelli BAWER sono progettati per garantire massima efficienza, sicurezza e igiene nella gestione del materiale sterile all'interno di ambienti sanitari. Costruiti in acciaio inox AISI 304, assicurano elevata resistenza alla corrosione e facilità di sanificazione. Grazie alla loro ergonomia e alla presenza di ruote piroettanti, gemellate e anti-traccia, offrono ottima maneggevolezza, anche in spazi ristretti o durante manovre frequenti. Sono ideali per il trasporto e lo stoccaggio di container, cestelli e strumenti chirurgici, sia nella fase di pre-sterilizzazione che in quella di post-sterilizzazione.

Technical Features

Specifiche Tecniche



The **Simplex** multipurpose trolley features a self-supporting structure made from Ø27x2 tubular section, which forms a single unit with the shelves to improve the furniture's structural and anti-torsion performance. It is characterized by the presence of up to two front push handles and up to three work shelves with perimeter anti-spill edges, each capable of supporting a distributed load of 50 kg. Optionally, the shelves can be replaced with heavy-duty versions that support a distributed load of 100 kg each. The trolley can be customized with drawers located under the shelves and perimeter rails to prevent accidental falls of objects during handling operations.

Il carrello multiuso Simplex è dotato di una struttura autoportante realizzata in tubolare di sezione Ø27x2 che realizza un corpo unico con i ripiani, al fine di migliorare le prestazioni strutturali e anti-torsionali dell'arredo. È contraddistinto dalla presenza di maniglioni di spinta (massimo due) posti in posizione frontale e fino a n.3 ripiani di lavoro con lavorazione di anti-debordamento perimetrale con possibilità di sopportare un carico distribuito di 50 Kg ciascuno, opzionalmente modificabili con ripiani extra-portata che possono sopportare un carico distribuito di 100 Kg ciascuno. L'arredo può essere personalizzato con cassetti posti al di sotto del ripiano e con ringhiera perimetrale per evitare cadute accidentali degli oggetti nelle operazioni di movimentazione.



The **Flex** multipurpose trolley features the same tubular frame as the Simplex multipurpose trolley, matching its anti-torsion performance and improving load capacity, also thanks to the standard Ø125 mm swivel, twin, non-marking castors. It is equipped with two ergonomically positioned front push handles and shelves capable of supporting a maximum load of 150 kg. This model can also be accessorized with a drawer system, shelf rails, and other hospital-use accessories.

Il carrello multiuso Flex è caratterizzato dalla stessa struttura tubolare del carrello multiuso Simplex, eguagliandolo nelle prestazioni anti-torsionali e migliorandone la capacità di carico anche grazie alle ruote piroettanti, gemellate e anti-traccia di diametro standard Ø125 mm. È dotato di due maniglioni posti in posizione ergonomica frontale, e di ripiani aventi la capacità di sopportare un carico massimo di 150 Kg. Anche questo modello è accessorabile con sistema di cassetti, ringhiera sui ripiani ed altri accessori ad uso ospedaliero..




The **basket** trolley is designed for the storage and transport of ISO/DIN baskets in sterilization centers. It features an ergonomic, removable push handle (supplied as an assembly kit) made from a Ø27x2 tubular bar. The trolley consists of a lower support platform welded to the tubular frame and is equipped with Ø75 mm swivel, twin, non-marking castors, which facilitate handling during movement.

Il carrello portacesti è progettato per lo stoccaggio ed il trasporto di cesti ISO/DIN nelle centrali di sterilizzazione. Caratterizzato da un maniglione con conformazione ergonomica, sfilabile (fornito in kit di montaggio) realizzato anch'esso da un tubolare Ø27x2. È costituito da un piano d'appoggio inferiore saldato alla struttura tubolare e da ruote piroettanti, gemellate e anti-traccia di diametro Ø75 mm, utili nelle operazioni di movimentazione dell'arredo..



The Modulex Rack Trolley features a 30x30 tubular frame and 4 pairs of supports for ISO/DIN baskets, which are removable and easy to sanitize. It is equipped with an anti-fall lock that ensures safety during handling operations.

Il carrello Modulex Rack è caratterizzato da una struttura tubolare 30x30 e da 4 coppie di supporti per cestelli ISO/DIN, rimovibili e facilmente sanificabili. Dotato di un blocco anti-caduta che garantisce la sicurezza nelle operazioni di movimentazione dell'arredo.



The sheet trolley is designed for transporting sterile sheets and wraps in packaging stations and sterilization centers. It consists of a lower support platform to which tubular bars with a special shape are firmly attached, allowing them to be used also for pushing the trolley. Round sheet holders are fixed to the tubular bars to prevent sheets from falling during handling operations. Optionally, it can be configured with tubular frames at different heights to accommodate a wider variety of sheet types for transport.

Il carrello portateli è progettato per il trasporto di teli e fogli sterili nelle stazioni di confezionamento e nelle centrali di sterilizzazione. È costituito da un piano d'appoggio inferiore a cui sono saldamente fissati i tubolari aventi una particolare conformazione volta a permettere l'utilizzo degli stessi anche per spingere il carrello. Ai tubolari sono fissati dei ferma teli in tondo, aventi lo scopo di evitare eventuali cadute dei teli nelle operazioni di movimentazione dell'arredo. Opzionalmente configurabile con tubolari ad altezze differenti per aumentare la variazione di tipologia dei teli da poter trasportare.

Standard configuration

Configurazione standard

822C11



822C11016 Simplex multipurpose trolley / Carrello multiuso simplex

Dimensions / Dimensioni
W 800 H 900 D 500 mm

- Pcs 2 fixed shelves
N. 2 ripiani fissi
- Pcs 1 push handle
N. 1 maniglione di spinta
- Pcs 2 twin swivel castors Ø 75 mm
N. 2 Ruote gemellate e piroettanti Ø 75 mm
- Pcs 2 twin swivel antistatic castors with brake Ø 75mm
N. 2 ruote gemellate, piroettanti e antistatiche con freno Ø 75 mm

822C21



822C21002 Flex multipurpose trolley / Carrello multiuso flex

Dimensions / Dimensioni
W 1000 H 900 D 600 mm

- Pcs 2 fixed shelves
N. 2 ripiani fissi
- Pcs 2 push handle
N. 2 maniglioni di spinta
- Pcs 2 twin swivel castors Ø 125 mm
N. 2 Ruote gemellate e piroettanti Ø 125 mm
- Pcs 2 twin swivel antistatic castors with brake Ø 125mm
N. 2 ruote gemellate, piroettanti e antistatiche con freno Ø 125 mm



822C41

822C41002 Modulex rack trolley / Carrello modulex rack

Dimensions / Dimensioni
W 465 H 1600 D 630 mm

- Pcs 4 pairs of supports
N. 4 coppie di supporti
- Anti-fall lock
Blocco anticaduta
- Pcs 2 twin castors Ø 75 mm
N. 2 ruote gemellate Ø 75 mm
- Pcs 2 twin antistatic castors with brake Ø 75 mm
N. 2 ruote gemellate e antistatiche con freno Ø 75 mm



822C31

I carrelli Bawer sono progettati per garantire affidabilità e funzionalità in ambienti delicati come blocchi operatori e centrali di sterilizzazione. Facilitano il trasporto rapido e sicuro di strumenti e materiali, grazie alla struttura in acciaio inox facile da pulire e disinfettare. Le ruote piroettanti con freno assicurano movimenti fluidi e stabilità. Superfici senza spigoli riducono il rischio di contaminazioni, mentre accessori personalizzabili permettono un'organizzazione ottimale. Resistenti a umidità e prodotti chimici, garantiscono stabilità con carichi pesanti e si adattano a diverse configurazioni, migliorando i flussi di lavoro e la sicurezza negli ambienti sanitari.

822C31001 Basket trolley / Carrello porta cesto

Dimensions / Dimensioni

W 700 H 1025 D 500 mm

- Pcs 2 twin castors Ø 75 mm
N. 2 ruote gemellate ø 75 mm
- Pcs 2 twin antistatic castors with brake Ø 75 mm
N. 2 ruote gemellate e antistatiche con freno ø 75 mm
- Pcs 1 removable push handle
N. 1 maniglione sfilabile

Bawer trolleys are designed to provide reliability and functionality in sensitive environments such as operating rooms and sterilization units. They enable the fast and safe transport of instruments and materials, thanks to their stainless steel structure, which is easy to clean and disinfect. Swivel wheels with brakes ensure smooth movement and stability. Rounded-edge surfaces reduce the risk of contamination, while customizable accessories allow optimal organization. Resistant to moisture and cleaning chemicals, they provide stability with heavy loads and adapt to various configurations, improving workflow and safety in healthcare environments.



822C52

822C52000 Paper trolley / Carrello porta carta









Dimensions / Dimensioni

W 1200 H 795-1250 D 590 mm

- Pcs 1 lower shelf
N. 1 ripiano inferiore
- Pcs 2 twin wheels ø 75 mm
N. 2 ruote gemellate ø 75 mm
- Pcs 2 twin swivel and antistatic wheels with brake ø 75 mm
N. 2 ruote gemellate, piroettanti e antistatiche con freno ø 75 mm


Customization

Personalizzazione

COD	BASIC COMPONENTS / COMPONENTI BASE	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	822C11	822C21	822C31	822C41	822C52
01		Extra load shelf Ripiano extra portata	☐	☐	☐	-	-
02		Twin wheels with brake and without brake ø75mm Ruote gemellate con e senza freno ø75mm	☒	☐	☒	☒	☒
03		Twin wheels with brake and without brake ø100mm Ruote gemellate con e senza freno ø100mm	☐	☐	☐	☐	☐
04		Twinn wheels with brake and without brake ø125mm Ruote gemellate con e senza freno ø125mm	☐	☒	☐	☐	☐
05		Double handle Maniglione doppio	☐	☒	-	-	-
06		No push bars No maniglioni di spinta	☐	-	-	-	-
COD	BASIC COMPONENTS / COMPONENTI BASE	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	822C11	822C21	822C31	822C41	822C52
21		drawers Cassetti	☐	☐	-	-	-
22		Railing Ringhiera	☐	☐	-	-	-
23		Additional shelf Ripiano aggiuntivo	☐	☐	-	-	-
24		Wire racks Cestelli in filo	-	-	-	☐	-


Dimensional Customization Table

Tavola di customizzazione dimensionale




822C11

Simplex multipurpose trolley
Carrello multiuso simplex



822C21


Flex multipurpose trolley
Carrello multiuso flex



822C31


Basket trolley
Carrello porta cesto

		822C11	822C21	822C31
Width / Larghezza	MIN.	600 mm	700 mm	700 mm
	MAX.	1200 mm	1200 mm	800 mm
Height / Altezza	MIN.	800 mm	800 mm	1025mm
	MAX.	900 mm	900 mm	
Depth / Profondità	MIN.	400 mm	500 mm	500 mm
	MAX.	700 mm	700 mm	600 mm



822C41

Modulex rack trolley
Carrello modulex rack



822C52

Paper trolley
Carrello porta carta

		822C41			822C52
Width / Larghezza		465 mm	Width / Larghezza	MIN.	1200 mm
				MAX.	1600 mm
Height / Altezza		1600 mm	Height / Altezza	MIN.	795 - 1250mm
				MAX.	
Depth / Profondità		630mm	Depth / Profondità	MIN.	400 mm
				MAX.	600 mm

07

Closed Trolleys

Carrelli chiusi





The BAWER Smart Trolley is designed as a modular solution for the storage, transport, and distribution of medical supplies in hospital environments and sterilization centers. Its structure is made entirely of stainless steel, with the option to paint the doors and drawer fronts. Thanks to its design, the trolley is agile, easy to maneuver, yet robust and durable at the same time.

Il carrello smart BAWER è concepito per essere la soluzione modulare di stoccaggio, trasporto e distribuzione di materiale medico in ambienti ospedalieri e centrali di sterilizzazione. La sua struttura è realizzata completamente in acciaio inox, con la possibilità di verniciare ante e frontalini dei cassetti. Grazie al suo design, il carrello risulta agile, facilmente manovrabile e contestualmente robusto e durevole.

Technical Features

Specifiche Tecniche



In all its configurations, the Smart trolleys are equipped with one or two horizontal push handles (one per side), made entirely of AISI 304 SAT stainless steel, featuring an ergonomic grip that ensures excellent maneuverability during trolley movement. Optionally, the horizontal handles can be replaced with vertical ones (two per side)

In tutte le sue configurazioni, i carrelli smart sono provvisti di n.1 o n.2 maniglioni orizzontali (uno per lato), realizzati completamente in acciaio inox AISI 304 SAT, con impugnatura ergonomica che garantisce ottima manovrabilità nelle operazioni di spostamento del carrello. Opzionalmente è possibile sostituire i maniglioni orizzontali con quelli verticali (n.2 per lato).

The front doors of the trolley are designed to ensure the safety and hygiene of the items transported inside. They are equipped with hinges that allow smooth opening, making it easy to access the trolley's contents, and provide a stable and secure closure during movement. Additionally, they feature anti-shock handles that offer a safe and comfortable grip.

Le ante frontali di cui è provvisto il carrello, sono progettate per garantire sicurezza e igiene di quanto viene trasportato all'interno. Sono dotate di cerniere che consentono un'apertura agevole, facilitando l'accesso al contenuto interno del carrello ed una chiusura stabile e sicura nelle operazioni di movimentazione. Sono, inoltre, equipaggiate con maniglie antitrauma che permettono una presa sicura e confortevole.



The combination of bumpers and castors with which the trolleys are equipped makes them easy and safe to maneuver, especially in sterilization centers and hospital environments. The bumpers are rubber elements positioned at the corners and optionally around the perimeter to protect the trolley, individuals, walls, and doors from potential impacts during movement. The swivel, twin, non-marking castors (two of which are equipped with brakes), with diameters ranging from Ø100 mm, Ø125 mm, Ø160 mm to Ø200 mm, ensure excellent maneuverability even in confined spaces.

La combinazione di paracolpi e ruote di cui sono equipaggiati i carrelli, rende questi ultimi facili e sicuri da manovrare, specialmente nelle centrali di sterilizzazione e in ambienti ospedalieri. I paracolpi sono elementi in gomma posizionati agli angoli e opzionalmente anche perimetralmente, per proteggere il carrello, gli individui, le pareti e le porte da eventuali urti durante la movimentazione del medesimo. Le ruote piroettanti, gemellate e anti-traccia (di cui due con freno) di diametro variabile tra: Ø100 mm, Ø125 mm, Ø160 mm, Ø200 mm garantiscono la manovrabilità anche in spazi ristretti.



The smart trolley is a highly customizable modular system, designed to adapt to a variety of operational needs. Its configurations vary based on three main characteristics:

- structure: you can choose between a single or double frame, depending on the required storage volume and the available space;
- height: the trolley is available in three standardized heights: 810 mm (low), 970 mm (medium), 1130 mm (high). These sizes allow you to select the model best suited to the work environment and desired accessibility;
- closure solutions: the trolley can be made with a closed structure, ideal for protecting contents from dust or unauthorized access, or with an open-frame structure, better suited for quick access to materials.

Available configurations: depending on the chosen structure, the trolley can be equipped with:

- one or two doors to fully enclose the internal compartment;
- a combination of doors and drawers, providing a versatile space that allows for the separation of documents, tools, or devices;
- drawers only, a configuration useful for those who need a well-organized internal layout;
- drawers and open compartment combined, to offer both immediate accessibility and enclosed storage capacity.

This flexibility makes the smart trolley suitable for various settings, such as operating rooms, sterilization centers, and laboratories, where optimizing space, organization, and functionality is essential.

Il carrello smart è un sistema modulare altamente personalizzabile, progettato per adattarsi a diverse esigenze operative. Le sue configurazioni variano in base a tre caratteristiche principali:

- struttura: è possibile scegliere tra una struttura singola o una struttura doppia, a seconda del volume di stoccaggio richiesto e dello spazio disponibile;
- altezza: il carrello è disponibile in tre altezze standardizzate: 810 mm (basso), 970 mm (medio), 1130 mm (alto), queste misure permettono di selezionare il modello più adatto all'ambiente di lavoro e all'accessibilità desiderata;
- soluzioni di chiusura: il carrello può essere realizzato con struttura chiusa, ideale per proteggere il contenuto da polvere o accessi non autorizzati, oppure con struttura a giorno (aperta), più adatta per un accesso rapido ai materiali.

Configurazioni disponibili a seconda della struttura scelta, il carrello può essere dotato di:

- una o due ante utili per chiudere completamente il vano interno;
- ante e cassetti combinati, per offrire uno spazio versatile che consente di separare documenti, strumenti o dispositivi;
- solo cassetti, configurazione utile per chi ha bisogno di una suddivisione ordinata degli spazi interni;
- cassetti e vano a giorno contemporaneamente, per combinare accessibilità immediata e capacità di archiviazione chiusa.

Questa flessibilità rende il carrello smart adatto a diversi ambiti, come blocchi operatori, centrali di sterilizzazione e laboratori dove è necessario ottimizzare spazio, ordine e funzionalità.

Standard configuration

Configurazione standard



822K11

822K11001 Closed trolley / Carrello chiuso

Dimensions / Dimensioni

W 500 H 970 D 690 mm

- Pcs 1 solid hinged door and adjustable internal shelf
N. 1 anta cieca a battente e ripiano interno regolabile
- Pcs 1 horizontal push handle
N. 1 maniglione di spinta orizzontale
- Pcs 4 twin swivel castors $\varnothing$ 100 mm (including N. 2 antistatic with brake)
N. 4 ruote gemellate e piroettanti $\varnothing$ 100 mm (di cui n. 2 antistatiche e con freno)
- Pcs 4 corner bumpers
N. 4 paracolpi angolari



822K12

822K12000 Closed drawers trolley / Carrello chiuso a cassettiera

Dimensions / Dimensioni

W 500 H 810 D 690 mm

- Pcs 4 drawers
N. 4 cassetti
- Pcs 1 horizontal push handle
N. 1 maniglione di spinta orizzontale
- Pcs 4 castors $\varnothing$ 100 mm (including N. 2 antistatic with brake)
N. 4 ruote $\varnothing$ 100 (di cui n. 2 antistatiche e con freno)
- Pcs 4 corner bumpers
N. 4 paracolpi angolari

822K32



822K23



822K23000 Combo Closed trolley / Carrello chiuso combo

Dimensions / Dimensioni
W 940 H 970 D 690 mm

- Pcs 1 drawer
N. 1 cassetto
- Pcs 2 solid hinged doors
N. 2 ante cieche a battente
- Pcs 1 adjustable internal shelf
N. 1 ripiano regolabile
- Pcs 1 horizontal push handle
N. 1 maniglione di spinta orizzontale
- Pcs 2 twin swivel castors ø 100 mm
N. 2 ruote gemellate e piroettanti ø 100 mm
- Pcs 2 twin swivel antistatic castors with brake ø 100 mm
N. 2 ruote gemellate, piroettanti, antistatiche e con freno ø 100 mm
- Pcs 4 corner bumpers
N. 4 paracolpi angolari.

822K32

Modell STU Modello STU	Internal capacity Capacità interna	Dimensions Dimensioni	Removable internal structure Struttura interna removibile	Shelving and partition system Sistema mensole e divisori
6 STU	Medium / Media	855 x 1415 x 750 mm	Yes / Sì	Yes / Sì

822K33

Modell STU Modello STU	Internal capacity Capacità interna	Indicative dimensions Dimensioni indicative	Removable internal structure Struttura interna removibile	Shelving and partition system Sistema mensole e divisori
9 STU	High / Alta	1165 x 1415 x 750 mm	Yes / Sì	Yes / Sì



822K32001 Container trolley / Carrello porta container






Dimensions / Dimensioni
W 855 H 1415 D 750 mm

- Pcs 2 hinged doors with dinges rotating up to 270°
N. 2 ante a battente con cardini a rotazione fino a 270°
- Pcs 4 vertical push handles
N. 4 maniglioni di spinta verticali
- Pcs 2 antistatic swivel castors ø 125 mm
N. 2 ruote piroettanti antistatiche ø 125 mm
- Pcs 2 antistatic swivel castors with brake ø 125 mm
N. 2 ruote piroettanti antistatiche e con freno ø 125 mm
- Pcs 4 corner bumpers
N. 4 paracolpi angolari

Customization


Personalizzazione

COD	BASIC COMPONENTS / COMPONENTI BASE	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	822K11	822K12	822K23	822K32
01		Twin wheels with brake and without brake ø100mm Ruote gemellate con e senza freno ø100mm	●	●	●	○
02		Twin wheels with brake and without brake ø125mm Ruote gemellate con e senza freno ø125mm	○	○	○	●
03		Wheels with brake and without brake ø160mm Ruote con freno e senza freno ø160mm	○	○	○	○
04		Wheels with brake and without brake ø200mm Ruote con freno e senza freno ø200mm	-	-	-	○
05		270° hinge Cerniera 270°	-	-	-	○
06		Horizontal handle Maniglione orizzontale	●	●	●	○
		Vertical handle Maniglione verticale	○	○	○	●

COD	ACCESSORIES / ACCESSORI	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	822X1	822X2	822X3	822X4
21		Perimeter bumper Paracolpo perimetrale	○	○	○	○
22		Double horizontal handle Doppio maniglione orizzontale	○	○	○	-
23		Lock Serratura	○	○	○	○
24		Internal shelf Mensola interna	●	-	●	-
25		ISO configuration Predisposizione ISO	○	-	○	-
26		Document holder Portadocumenti	○	○	○	-


Dimensional Customization Table

Tavola di customizzazione dimensionale




822K11

Closed trolley
Carrello chiuso



822K12


Closed drawer trolley
Carrello chiuso a cassetiera



822K23

Combo Closed trolley
Carrello chiuso combo

		822K11	822K21	822K23
Width / Larghezza	MIN.	500 mm	700 mm	600 mm
	MAX.	600 mm	1200 mm	1110 mm
Height / Altezza		810-970-1130 mm	810-970-1130 mm	810-970-1130 mm
Depth / Profondità		690 mm	690 mm	690 mm



822K32 - 33

Container trolley
Carrello porta container

	822K32 [6 STU]	822K33 [9 STU]
Width / Larghezza	855 mm	1165 mm
Height / Altezza	1415 mm	1415 mm
Depth / Profondità	750 mm	750 mm

08

Furnishing Accessories

Complementi d'arredo





Bawer furnishing accessories are designed to integrate seamlessly into the operating room workflow, ensuring functionality, safety, and efficiency. Mayo trolleys, IV stands, and instrument tables are made from high-quality materials and crafted with attention to detail to meet the demands of complex medical environments. Versatile and robust solutions enable healthcare staff to work quickly and precisely while maintaining high hygiene and safety standards. Bawer transforms the operating room into a well-organized space where every instrument is within reach and every procedure runs smoothly.

I complementi d'arredo Bawer sono progettati per integrarsi nel flusso operativo della sala operatoria, garantendo funzionalità, sicurezza ed efficienza. Carrelli Mayo, aste portaflebo e tavoli strumentali sono realizzati con materiali di alta qualità e curati nei dettagli per rispondere alle esigenze di ambienti medici complessi. Soluzioni versatili e robuste permettono al personale sanitario di lavorare rapidamente e con precisione, mantenendo elevati standard igienici e di sicurezza. Bawer trasforma la sala operatoria in uno spazio organizzato, dove ogni strumento è a portata di mano e ogni operazione si svolge senza intoppi.

Technical Features

Specifiche Tecniche



The plate for the Mayo trolley, designed for healthcare environments, combines durability and ease of cleaning. The anti-spill perimeter prevents accidental spills, while the load capacity of up to 50 kg (15 kg on the front area) ensures stability even with heavy loads. Smooth surfaces and rounded edges make sanitization simple, and the ergonomic handle allows for easy removal. Additionally, the rotating version provides easy access to all materials, optimizing daily tasks.

Il vassoio per il carrello Mayo progettato per gli ambienti sanitari, unisce robustezza e facilità di pulizia. Il perimetro anti-debordamento evita fuoriuscite accidentali, mentre la portata fino a 50 kg (15 kg nella zona anteriore) assicura stabilità anche con carichi pesanti. Le superfici lisce e prive di angoli facilitano la sanificazione, mentre la maniglia ergonomica rende semplice l'estrazione. In più, la versione rotante consente di accedere facilmente a tutto il materiale, ottimizzando il lavoro quotidiano.

The actuation for Mayo Trolley is driven by a hydraulic pump is coated in stainless steel for enhanced durability and reliability. It features a dual-action pedal control: pressing the pedal down raises the tray, while a special internal spring automatically returns the pedal to its resting position. Once the desired height is reached, simply lift the lever upward to retract the piston, allowing precise and safe control.

L'azionamento per il carrello Mayo avviene mediante l'utilizzo di una pompa oleodinamica rivestita in acciaio inox, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Il comando avviene tramite un pedale a doppio movimento: per sollevare il vassoio, basta premere il pedale verso il basso, mentre una speciale molla interna riporta automaticamente il pedale in posizione di riposo. Raggiunta l'altezza desiderata, il ritorno dello stelo avviene semplicemente sollevando la leva verso l'alto, per un controllo preciso e sicuro.

The wheels mounted on the service carts, the wheels are twin, swivel, and electrically conductive, with a standard diameter of Ø100 mm and a load capacity of up to 120 kg. Two wheels are equipped with brakes, while the other two are brake-free. The polyamide housing ensures long-lasting durability, consistent performance, and quiet rolling over time.

Le ruote montate sui carrelli servitori sono gemellate, piroettanti ed elettricamente conduttive, con diametro standard di Ø100 mm e capacità di carico fino a 120 kg. Due ruote sono dotate di freno, mentre le altre due sono senza freno. Il supporto in poliammide garantisce una lunga durata, funzionalità costante e rotolamento silenzioso nel tempo.



The IV pole is equipped with a five-spoke base protected by silicone rubber bumpers for optimal impact and damage resistance. The five twin, swivel, and electrically conductive wheels have a standard diameter of Ø75 mm; two wheels are fitted with brakes (capacity 70 kg), while the other three are brake-free (capacity 90 kg). The pole can be operated via a single-acting hydraulic pump made entirely of stainless steel or by manual control, depending on operational needs.

L'asta portaflebo è dotata di un basamento a cinque razze con paracolpi in gomma siliconica per una protezione ottimale contro urti e danni.

Le cinque ruote gemellate, piroettanti ed elettricamente conduttive, hanno un diametro standard di Ø75 mm; due ruote sono dotate di freno (capacità 70 kg), mentre le altre tre sono senza freno (capacità 90 kg).

L'asta può essere azionata tramite una pompa oleodinamica a semplice effetto, realizzata completamente in acciaio inox, oppure tramite un comando manuale, a seconda delle esigenze operative.



The Bawer instrument table is designed to support surgical tools with a single, smooth-edged work surface supporting up to 80 kg. It features a 15 mm birch marine plywood inset for enhanced stability and noise reduction. The sturdy frame is made of fully welded tubular steel for long-lasting durability. Equipped with a rear raised edge and removable hooks for hanging instruments, it offers practicality and versatility in the operating room.

Il tavolo strumentale Bawer è progettato per supportare strumenti in sala operatoria con un piano di lavoro unico e senza spigoli vivi, portata massima 80 kg.

Integra un multistrato marino in betulla da 15 mm per stabilità e riduzione del rumore.

La struttura robusta in tubolare saldato garantisce durabilità.

Dotato di alzatina posteriore con ganci rimovibili per l'appensione degli strumenti, assicura praticità e versatilità durante le operazioni.



Constructed with a fully welded tubular frame, ensuring strength and durability. The removable footrests, designed for easy sanitization, support a maximum load of 200 kg and feature a "rice grain" textured surface, specifically designed to provide maximum safety during use.

Realizzato con una struttura tubolare completamente saldata, garantendo robustezza e durata.

Le pedate, rimovibili per facilitare la sanificazione, supportano un carico massimo di 200 kg e sono caratterizzate dalla particolarità di avere una superficie zigrinata a "chicchi di riso", studiata per assicurare la massima sicurezza durante l'uso.

Standard configuration

Configurazione standard

Mayo Trolley
Carrello Mayo

822X1



822X11007

Dimensions / Dimensioni
W 700 H 955-1355 D 565 mm

- Pcs 1 non-rotating and removable tray
N. 1 vassoio non rotante e estraibile
- Pcs 1 hydraulic foot pump
N. 1 pompa oleodinamica a pedale
- Pcs 2 wheels with brake Ø100mm
N. 2 ruote con freno Ø100mm
- Pcs 2 wheels without brake Ø100mm
N. 2 ruote senza freno Ø100mm

Drip Stand
Asta portaflebo

822X2



822X22002

Dimensions / Dimensioni
Ø670 H 1575-2275 mm

- Pcs 4 anti-slip hooks
N. 4 ganci antisfilamento
- Pcs 1 hydraulic pump for drip stand (H) 1575-2275mm
N. 1 pompa oleodinamica per asta portaflebo (H) 1575-2275mm
- Pcs 1 5-star anti-tip base
N. 1 base anti-ribaltamento a 5 razze
- Pcs 2 wheels with brake Ø75mm
N. 2 ruote con freno Ø75mm
- Pcs 3 wheels without brake Ø75mm
N. 3 ruote senza freno Ø75mm
- Pcs 1 silicone rubber bumper
N. 1 paracolpi in gomma siliconica



Instruments Table
Tavolo Madre

822X3

822X32005

Dimensions / Dimensioni
W 1400 H 900 D 700 mm

- Pcs 1 support bar complete with 4 hooks
N. 1 alzatina completa di n.4 ganci
- Pcs 2 wheels with brake Ø75mm
N. 2 ruote con freno Ø75mm
- Pcs 2 wheels without brake Ø75mm
N. 2 ruote senza freno Ø75mm

Single Step
Predellino Singolo

822X41



822X41003

Dimensions / Dimensioni
W 600 H 220 D 350 mm

- Pcs 1 welded tubular structure
N. 1 struttura tubolare saldata
- Pcs 1 removable non-slip rice-grain surface
N. 1 superficie removibile antiscivolo a chicchi di riso
- Pcs 1 antistatic foot
N. 1 piede antistatico
- Pcs 3 feet with suction cups
N. 3 piedi con ventose

Double Step
Predellino Doppio

822X42






822X42003





Dimensions / Dimensioni
W 600 H 220-440 D 650 mm

- Pcs 1 welded tubular structure
N. 1 struttura tubolare saldata
- Pcs 1 removable non-slip rice-grain surface
N. 1 superficie removibile antiscivolo a chicchi di riso
- Pcs 1 antistatic foot
N. 1 piede antistatico
- Pcs 3 feet with suction cups
N. 3 piedi con ventose

Customization


Personalizzazione

COD	BASIC COMPONENTS / COMPONENTI BASE	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	822X1	822X2	822X3	822X4
01		Non-removable tray for mayo trolley Vassoio fisso (non estraibile) per carrello mayo	●	-	-	-
02		Twin wheels with brake and without brake ø75mm Ruote gemellate con e senza freno ø75mm	○	●	●	-
03		Twin wheels with brake and without brake ø100mm Ruote gemellate con e senza freno ø100mm	●	-	○	-
04		Twin wheels with brake and without brake ø125mm Ruote gemellate con e senza freno ø125mm	-	-	○	-
05		Manual height adjustment for drip stand Regolazione manuale per asta portaflebo	-	○	-	-
06		Hydraulic pump for drip stand (H) 1800-2700mm Pompa oleodinamica per asta portaflebo (H) 1800-2700mm	-	○	-	-
07		Hydraulic pump for drip stand (H) 1575-2275mm Pompa oleodinamica per asta portaflebo (H) 1575-2275mm	-	●	-	-
07		Instrument table without rear upper frame Tavolo madre senza alzatina posteriore	-	-	○	-
08		Upper shelf for instrument table Mensola superiore tavolo madre	-	-	○	-

COD	ACCESSORIES / ACCESSORI	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	822X1	822X2	822X3	822X4
21		Push handle for drip stand Maniglia di spinta per asta portaflebo	-	○	-	-
22		Infusion pump support holder Supporto pompe a infusione	-	○	-	-
23		Tray for drip stand Vassoio per asta portaflebo	-	○	-	-
24		Lower shelf for instrument table Ripiano inferiore per tavolo madre	-	-	○	-

Dimensional Customization Table

Tavola di customizzazione dimensionale




	822X11	822X12
Width / Larghezza Depth / Profondità	L 600 P 400 mm	L 600 P 400 mm
	L 700 P 500 mm	L 700 P 500 mm
	L 800 P 600 mm	L 800 P 600 mm
Height / Altezza	H 955 - 1355 mm	H 980 - 1380 mm

822X11

Mayo Trolley
Carrello Mayo

822X12


Mayo Trolley with Rotating Tray
Carrello Mayo con vassoio rotante



	822X21	822X22	822X23
Diameter / Diametro	Ø 670 mm	Ø 670 mm	Ø 760 mm
Height / Altezza	H 1600 - 2700 mm	H 1575 - 2275 mm	H 1850 - 2750 mm

822X21 822X22 822X23

Drip Stand
Asta portaflebo



822X32

Instruments Table
Tavolo Madre

		822X32
Width / Larghezza	MIN.	1200 mm
	MAX.	2000 mm
Height / Altezza	MIN.	800 mm
	MAX.	900 mm
Depth / Profondità	MIN.	600 mm
	MAX.	800 mm

References

Referenze

- **ALBANIA**
Clinica dentistica Elite Dental- Tirana
- **BAHRAIN**
King Hamad University Hospital – Al Sayh
- **BELGIUM**
Centre Hospitalier de Wallonie Picarde - Tournai
ASBL - Tournai Clinique Saint-Luc Bouge - Namur
- **CHINA**
Military Hospital - China
- **ECUADOR**
Hospital del Sur del IESS - Quito
- **FRANCE**
Cabinet Bernard-Girod - Lagnieu Laboratoire Bio-codex – Beauvais Clinical St. George - Nice
- **GERMANY**
Tierklinik Dr. Krauß - Düsseldorf
- **ITALY**
Ospedale di Melfi
Bernardo di Fiorenzuola d’ Arda
Nuovo Ospedale della Murgia – Altamura
Casa di Cura Mater Dei – Bari
Clinica Villa Anthea – Bari
Ospedale di Gallarate - Gallarate
Policlinico Bari – Bari
Casa di cura Villa Bianca – Lecce
Clinica Humanitas – Milano
Ospedale Covid Fiera del Levante – Bari
P.O. Fallacara – Triggiano
Campus Biomedico – Roma
ASL4 Civitavecchia
- **KINGDOM OF SAUDI ARABIA**
King Faisal General Hospital - Al Ahsa
Maternity and Children Hospital – Dammam
Eye Hospital - Jeddah
Ministry Of Health - Najran
Ministry Of Health - Dammam
Ministry Of Health - Asir Region
Dammam University – Dammam
Rabya Constructions Co. - Jeddah
Ansari Co. - Al Khobar
Ministry of Health - Arar, Northern Province
Prince Sultan for SPL Education - Riyadh
Ministry of Health Hospitals Sakaka,
Al, Jawf, Medina M, Jizan & Al Kharj
- **KUWAIT**
New Sabah Hospital - Kuwait City New Jahra Hospital - Al-Jahra
Jahra Hospital, Dental Building - Al-Jahra
- **LATVIA**
Latvia University of Agriculture Faculty of Veterinary Medicine – Jelgavo
Pauls Stradins Clinical University Hospital - Riga
- **PAKISTAN**
Mayo Hospital - Lahore Lahore Medical College – Lahore
Khyber Teaching Hospital - Peshawer
- **ROMANIA**
Military Hospital – Bucharest
- **PORTUGAL**
Hospital Privado Scalmed – Santarem
- **RUSSIA**
North-Western State Medical University
“I.I Mechnikov” - Saint Petersburg Research Institute “D.O. Ott” – Saint Petersburg
Municipal Hospital no.1 – Gudermes Oncological Dispensary - Krasnoyarsk
Perinatal Centre Dispensary – Krasnoyarsk Perinatal Center – Barnaul
Perinatal Center – Nalchik
Cancer Institute – Rostov-on-Don Oncological Dispensary – Grozny Gudermes Hospital - Gudermes
- **UAE**
Cath-Lab, Emirates Hospital - Dubai
Al Zahra Hospital - Dubai
Saudi German Hospital - Sharjah
- **USA**
Hadassah Medical Relief Association - NY
- **UZBEKISTAN**
Central Clinical Hospital – Tashkent
- **QATAR**
Polic Clinic - Doha

Analytical Index

Indice analitico

822A11	26	822L12	10
Cabinet with leaf door		Corian® scrub sink	
Armadio ad Anta Battente		Lavabi chirurgici in Corian®	
822A12	26	822L21	10
Work Bench with leaf door		Stainless steel scrub sinks	
Banco Lavoro ad Anta Battente		Lavabi chirurgici inox	
822A15	27	822L22	10
Combo Cabinet		Corian® scrub sink	
Armadio Combo		Lavabi chirurgici in Corian®	
822A31/32	27	822L31	11
Wall Cabinet with leaf door		Stainless steel scrub sinks	
Pensile ad anta battente		Lavabi chirurgici inox	
822A51	26	822L32	11
ISO Cabinet		Corian® scrub sink	
Armadio ISO		Lavabi chirurgici in Corian®	
822A52	26	822P11	18
Work Bench with leaf door		Single Pass-Through Window	
Banco Lavoro ad Anta Battente		Finestra Passaferri Singola	
822A61	27	822P21	18
Shelf System		Double Pass-Through Window	
Sistema di Scaffali		Finestra Passaferri Doppia	
822A71	27	822P31	19
Shelf System		Pass-Box	
Sistema di Scaffali		Passa Sporco	
822B11	34	822P41	18
Work Bench with leaf door		Combo Pass-Box	
Banco Lavoro ad Anta Battente		Combo Pass-Box	
822B14	34	822P51	18
Work Bench with Drawers		Pass-Through	
Banco con cassettiera		Armadio Passante	
822B21	35	822P61	19
Washbasin Bench with leaf door		Pass-Through Cabinets for Trolleys	
Banco Lavabo ad Anta Battente		Armadio Passa Carrelli	
822C11	50	822T11/12	42
Simplex Multipurpose Trolley		Work Table/Work Table Trolley	
Carrello Multiuso Simplex		Tavolo da Lavoro/Tavolo da lavoro carrellato	
822C21	50	822T22	43
Flex Multipurpose Trolley		Decontamination Table	
Carrello Multiuso Flex		Tavolo di Decontaminazione	
822C31	51	822T51/41	42
Basket Trolley		Inspection table	
Carrello Porta Cesti		Tavolo da ispezione	
822C41	50	822T52/42	43
Modulex-Rack Trolley		Packing Table	
Carrello Modulex-Rack		Tavolo di Confezionamento	
822C52	51	822X1	66
Paper Trolley		Mayo Trolley	
Carrello Porta Carta		Carrello Mayo	
822K11/12	58	822X2	66
Closed Trolley/ Closed Drawer Trolley		Infusion Stand	
Carrello Chiuso/ Carrello Chiuso a Cassettiera		Asta Infusione	
822K23	59	822X3	67
Combo Closed Trolley		Instruments Table	
Carrello Chiuso combo		Tavolo Madre	
822K32	58	822X41	67
Container Trolley		Steps	
Carrello porta container		Predellino	
822L11	10	822X42	67
Stainless steel scrub sinks		Steps	
Lavabi chirurgici inox		Predellino	

CERTIFICATIONS

ISO 9001

Quality Management System

ISO 14001

Environmental Management System

ISO 45001

Safety Management System

ISO 14732

Qualification of Welding Operator

ISO 9606-1

Steel Welder's Qualification Test Certificate

ISO 9606-2

Aluminium Welder's Qualification Test Certificate

S.O.A.

Certification of qualification for the execution of public works

CERTIFICAZIONI

ISO 9001

Sistemi di gestione per la qualità

ISO 14001

Sistemi di gestione ambientale

ISO 45001

Sistemi di gestione per la sicurezza

ISO 14732

Qualifica di operatore saldatore

ISO 9606-1

Certificato di qualifica di saldatore acciaio

ISO 9606-2

Certificato di qualifica di saldatore alluminio

S.O.A.

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici